

ESTEREOMICROSCÓPIO – série SZ / SZT (STMPRO)



O SZ (STMPRO) ou SZT (STMPRO-T) series são estereoscópios que possuem ZOOM profissionais, adequados para várias aplicações, tanto na indústria quanto em laboratórios.

Os estereoscópios possuem uma grande variedade de acessórios como: Objetivas adicionais, oculares, platina com movimento X/Y e iluminador de fibra ótica tornando-se uma ferramenta precisa para cada tipo de observação.

ZOOM de 1:6.4 – Intervalo de magnificação até no máximo 225x (225x com ópticas adicionais).

A versão trinocular permite uma fácil conexão de câmeras CMOS e CCD.

Incluso: capa de proteção contra pó – manual de instruções.

ESPECIFICAÇÕES

Sistema óptico:	Objetivas separadas.
Iluminação SZ (STMPRO-B) SZT (STMPRO-T)	Iluminação transmitida halógena – Refletida halógena – Ajuste de intensidade
Iluminação SZ-LED (STMPRO-B_LED) SZT-LED (STMPRO-T_LED)	Iluminação transmitida LED – Refletida LED – Ajuste de intensidade
Oculares:	Grande campo de visão WF 10x/21mm.
Objetivas:	ZOOM 0.7x – 4.5x (1:6.4) – Ampliação total 7x-45x, podendo se expandir para 225x com ajuda de acessórios.
Foco:	Com precisão ajustável através de botões em ambos os lados e ajuste torque.
Distância de trabalho	90mm, podendo se expandir até 137mm com uso de acessórios.
Tubo de Observação:	Binocular – Trinocular Inclinação: 45° - Rotação: 360°. Ajuste Interpupilar de 53-75mm – Ajuste de diopia +/- 5mm. Divisão de luz 70%-30%
Platina:	260x290mm

ACESSÓRIOS

Código	MS0600 19/29 Adaptador 0.5x ou 1x Cmount
MS100012 Iluminação de fibra ótica, braço duplo ou anelar 150w.	MB030005 Condensador campo escuro
MS100010 Iluminação a LED anelar, 4 zonas.	Eurekam/Eurekam PRO câmeras CMOS
MS010003/4/5 Ocular adicionais 15x/20x/25x	MS010002 Ocular 10x com divisão
MS020001/2/3/4 Objetivas adicionais 0.5x/0.75x/1.5x/2x	

CÓDIGOS

Código	
SZ (STMPRO-B)	Binocular, 7x-45x ampliação, halógena
SZT (STMPRO-T)	Trinocular, 7x-45x ampliação, halógena
SZ-LED (STMPRO-B-LED)	Binocular, 7x-45x ampliação, LED
SZT-LED (STMPRO-T-LED)	Trinocular, 7x-45x ampliação, LED