

Balanças de precisão

Balanças da Série L são uma síntese de design, desempenho e conveniência. Graças a um software sofisticado e a uma célula de carga de alto desempenho, estas balanças proporcionar um desempenho superior a um preço competitivo. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico, calibração externa ou interna. Muitas Funcionalidades avançadas incorporadas tornam perfeitas para seu trabalho.

Características

- Sistema de pesagem com célula de carga com alta resolução
- Calibração externa ou automática interna
- Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste
- Capa de plástico
- Pesagem com gancho⁽¹⁾

Funções opcionais

- Função Gramatura Papel (T219)

Acessórios

- Impressora Bluetooth DPP-250-BT para sistema BEL Tablet (AC013)
- Impressora serial TLP-50, com data/hora(C054)
- Impressora serial DPP-250(AC007)
- Pacote portátil com bateria recarregável (AC015)
- Kit para pesagem hidrostática (sólidos e líquidos)(AC002)
- Kit para pesagem hidrostática (sólidos) (AC001)
- Teclado alfanumérico externo (AC005)
- Conversor RS232 a USB (E1002)
- Cabo serial para saída serial para impressora ou PC (E743)
- Certificado de Calibração RBC

Dados técnicos

Características comuns

- Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 5ppm/°C
- Tamanho CxLxA (mm): 345x215x100
- Alimentação bi-volt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA

Modelos calibração externa

- Peso Líquido: 3,3Kg

Modelos calibração interna

- Peso Líquido: 3,6Kg

Todos os modelos são homologados

Opcional pacote portátil com bateria (AC015)

(1) Somente para calibração externa
(*Consulte-nos)

MARK L - Resolução 0,01g



Modelo	Capacidade (g)	Resolução (g)	Prato (mm)	Repetibilidade (g)	Linearidade (g)	Tempo de resposta (sec.)	INMETRO
--------	----------------	---------------	------------	--------------------	-----------------	--------------------------	---------

Calibração interna automática

L1002i	1000	0,01	Ø 160	0.01	± 0.02	≤ 3	INMETRO
L1502i	1500	0,01	Ø 160	0.01	± 0.02	≤ 3	INMETRO
L2202i	2200	0,01	Ø 160	0.01	± 0.03	≤ 3	INMETRO
L3102i	3100	0,01	Ø 160	0.01	± 0.03	≤ 3	INMETRO