

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO ► INV5 / INV5 PH



Microscópio Invertido INV5 é a escolha acessível para Microbiologia e Biologia. Sistema ótico Infinito corrigido com objetivas Plan-acromaticas que fornecem imagens boas e contrastadas pois, as oculares de 10x / 22 permitem a inspeção de área ampla, enquanto a distância de funcionamento elevada do condensador permite um uso confortável e prático. Uma estrutura estável do suporte, objetivas de contraste de fase, tubo Trinocular e um grande espaço que fazem deste microscópio uma excelente escolha para visualizar células vivas e operações de tecido.

Incluso: capa de proteção, adaptador de 0,45X c-mount, filtros de cor, manual do usuário

ESPECIFICAÇÕES		INV5 / INV5 PH
Sistema óptico	Sistema de óptica Infinita corrigido	
Iluminação	Iluminação de Koehler transmitida incorporada com diafragma de campo 3W LED de alta intensidade ajustável;	
Oculares	Extra Campo largo WF10x / 22mm	
Objetivas	INV5-PH	Ótica Infinita de Longa Distância de Trabalho PLAN ACROMÁTICO 4x / 0,1 WD18mm ; Ótica Infinita de Longa Distância de Trabalho CONTRASTE DE FASE PLAN ACROMÁTICO 10x / 0,25 WD 10mm; 20x / 0,4 WD 5,1 mm; 40x / 0,6 WD 2,6 milímetros;
Objetivas	INV5	Ótica Infinita de Longa Distância de Trabalho PLAN ACROMÁTICO 4x / 0,1 WD18mm 10x / 0,25 WD 10mm; 20x / 0,4 WD 5,1 mm; 40x / 0,6 WD 2,6 milímetros ; Ótica Infinita de Longa Distância de Trabalho CONTRASTE DE FASE PLAN ACROMÁTICO 10x / 0,25 WD 10mm; 20x / 0,4 WD 5,1 mm; 40x / 0,6 WD 2,6 milímetros;
Foco	Botões coaxiais macrométricos e micrométricos em ambos os lados	
Revólver	quíntuplo, girando e travando em cada objetiva;	
Observação do tubo	Tipo	Trinocular
	Inclinação do tubo	30 ° inclinado, 360 ° rotativo
	Ajuste da distância interpupilar	48-75mm, ajuste de diferença dióptrica ± 5mm
	Seletor de trajeto da luz	100% - 0% or 0% - 100%
Platina Móvel	300x170mm. Excursão XY: 132x75mm. Adaptador para Ø35mm, Adaptador para Ø54mm, adaptador para Terasaky. Botões coaxiais no lado direito.	
Condensador	Condensador Abbe N.A.:0.3; W.D.:70mm. Equipado com diafragma e assento de filtro. Placa deslizante de contraste de fase. Anel de fase 10x / 20x / 40x.	

ACESSÓRIOS ADICIONAIS			
Código	Descrição	Código	Descrição
	Ocular micrométrica 10x		Eurekam PRO digital cameras
	Correção Micrométrica 0,01mm		Adaptador para câmera Reflex (Nikon / Canon)