

Balança de Precisão

Uma fusão de design e qualidade, as balanças da série S reúnem toda a experiência dos modelos de classe superior em uma balança portátil de tamanho reduzido. Um software sofisticado e uma célula de carga de alto desempenho permitem pesagens sempre confiáveis e uma resposta rápida. A estrutura sólida, o teclado ergonômico e as numerosas funções de software integradas fazem desta balança um produto completo a um preço muito competitivo

Características

- Sistema de pesagem com célula de carga de alta sensibilidade
- Estrutura Compacta
- LCD com iluminação de fundo ajustável
- Capa de proteção

Acessórios (não inclusos)

- Bateria externa recarregável (AC015)
- Impressora serial TLP-50, com data / hora (C054)
- Impressora serial DPP-250 (AC007)
- Software de coleta de dados para PC (BL0476)
- Cabo serial para Impressora PC (E743)

Datos técnicos

- Span Drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 6ppm/°C
- Dimensões LxWxH (mm): 190x255x80
- Fonte de alimentação 110-230Vac, 50/60Hz; saída 9V 1,2A 10VA
- Peso: 1,4Kg

S - Legibilidade 0,1g



Bateria portátil recarregável
*acessório à parte



Modelo	Máx (g)	Legibilidade [d] (g)	Prato (mm)	Repetibilidade (mg)	Linearidade	Tempo de resposta (seg.)
--------	---------	----------------------	------------	---------------------	-------------	--------------------------

Calibração externa

S5201	5200	0,1	150x140	0,05	± 0,2	≤ 2
S6501	6500	0,1	150x140	0,05	± 0,2	≤ 2

⁽²⁾ Bateria externa opcional (AC015)